

WbおよびElisa用Anti-Elovl5ポリクローナル抗体 - Q9Nyp7

商品番号: CM0023683

前書き

ヒトELOVL5に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。脂質代謝に関与し、脊髄小脳失調症と関連する超長鎖脂肪酸エロンガーゼ5を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELOVL5 Rabbit pAb
備考/エイリアス	HELO1; SCA38; dJ483K16.1; ELOVL5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	60481
GeneID	60481
免疫原	ヒトELOVL5 (NP_001229757.1) のアミノ酸247-326に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NYP7
タンパク質分子量	35kDa
配送	アイスバッグ