


抗Elp2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q6Ia86

商品番号: CM0016562



前書き

ヒトELP2に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの実績があり、マウスおよびラットと交差反応性を示します。エロンゲーター複合体やtRNA修飾の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELP2 ウサギ pAb
備考／別名	StiP; MRT58; SHINC-2; STATIP1; ELP2
対象種	ヒト
遺伝子ID	55250
免疫原	ヒトELP2（NP_001229808.1）のアミノ酸300～600番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q6IA86
タンパク質分子量	93kDa
発送方法	保冷剤