

Anti-Elp3 (Kat9) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9H9T3

商品番号: CM0026225



前書き

ヒトKAT9/ELP3を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応します。神経変性および神経発生に関連するtRNAアセチル基転移酵素であるエロンゲーター複合体タンパク質3を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KAT9/Elp3 ウサギ pAb
備考/別名	KAT9; KAT9/Elp3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55140
遺伝子ID	55140
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H9T3
タンパク質分子量	62kDa
配送	氷袋