

ウエスタンブロッティングおよびElisa用 抗Elp5 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q8Te02

商品番号: CM0024464

前書き

ウエスタンブロッティングおよびELISA用に検証済みのELP5ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスと反応します。tRNA修飾と細胞遊走に関与する伸長因子複合体構成タンパク質5を標的とします。転写後調節研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELP5 ウサギ pAb
備考/別名	DERP6; MST071; HSPC002; MSTP071; C17orf81; ELP5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23587
GeneID	23587
免疫原	ヒトELP5 (NP_056177.3) のアミノ酸17-316に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロッティング、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8TE02
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ