

Wb、If-P、Elisa用Anti-Elspbp1ポリクローナル抗体 - Q96Bh3

商品番号: CM0022096

前書き

ヒトELSPBP1 (E12, HE12)を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応します。受精に関与する分泌型精巢上体精子結合タンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELSPBP1 Rabbit pAb
備考/別名	E12; HE12; EL149; EDDM12; ELSPBP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64100
GeneID	64100
免疫原	ヒトELSPBP1 (NP_071425.3) のアミノ酸110-223に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q96BH3
タンパク質分子量	26kDa
配送	氷袋