

Anti-Elspbp1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96Bh3

商品番号: CM0020156

前書き

ヒトELSPBP1タンパク質を免疫原として作製したウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済み。精子受精能獲得、受精、および生殖生物学の研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELSPBP1 ウサギ pAb
備考 / 別名	E12, HE12, EL149, EDDM12, ELSPBP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64100
GeneID	64100
免疫原	ヒトELSPBP1 (NP_071425.3) のアミノ酸1-223に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96BH3
タンパク質分子量	26kDa
配送	アイスバッグ