

Anti-Emb (Embigin/Gp70) ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q6Pcb8

商品番号: CM0012890



前書き

ヒト Embigin (EMB/GP70)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB および ELISA

で検証済み。運動ニューロンの軸索伸長、神経筋接合部、およびモノカルボン酸トランスポーターの局在に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	EMB Rabbit pAb
備考/別名	GP70; EMB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	133418
免疫原	ヒト EMB (NP_940851.1) のアミノ酸 33-260 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6PCB8
タンパク質分子量	37kDa
配送	アイスパック