


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Emc4 ラビットモノクローナル抗体 - Q5J8M3

商品番号: CM0003830



前書き

ヒトER膜タンパク質複合体サブユニット4（EMC4、別名PIG17/TMEM85）に対するラビットモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EMC4 Rabbit mAb
備考/別名	PIG17; TMEM85; EMC4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51234
免疫原	ヒトEMC4 (NP_057538.1) のアミノ酸1-100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5J8M3
タンパク質分子量	15kDa/16kDa/20kDa
配送	アイスバック