


抗Emc8ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O43402

商品番号: CM0013082



前書き

ウェスタンブロッティングおよびELISAで検証済みのEMC8ウサギポリクローナル抗体で、ヒトおよびマウスと交差反応します。膜タンパク質挿入に必須なEMC複合体の一部であり、小胞体およびタンパク質輸送研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	EMC8 ウサギ pAb
別名	NOC4; COX4NB; C16orf2; C16orf4; FAM158B; EMC8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10328
遺伝子ID	10328
免疫原	組換えタンパク質 ヒトEMC8 (NP_006058.1) のアミノ酸1〜210番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O43402
タンパク質分子量	24kDa
輸送方法	氷袋