

WbおよびElisa用 Anti-Eme1 ポリクローナル抗体 - Q96Ay2

商品番号: CM0030694



前書き

ウサギ由来のEME1に対するポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒトEME1 (63 kDa)を検出し、マウス、ラットと交差反応性があります。DNA修復やゲノム安定性の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EME1 ウサギ pAb
備考/別名	MMS4L; SLX2A; EME1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	146956
GeneID	146956
免疫原	ヒトEME1 (NP_689676.2) のアミノ酸1-320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q96AY2
タンパク質分子量	63kDa
発送	保冷バッグ