


Anti-Emerin/Emd モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P50402

商品番号: CM0009963



前書き

ヒトEmerin/EMDに対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。核膜、クロマチン、筋ジストロフィー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Emerin/EMD ウサギmAb
備考/別名	STA; EDMD; LEMD5; Emerin/EMD
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2010
遺伝子ID	2010
免疫原	合成ペプチド (ヒトEmerin/EMD (P50402)のアミノ酸150~254番の配列に対応する合成ペプチド)
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50402
タンパク質分子量	29 kDa
発送方法	氷袋