


## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗エメリン/Emd ポリクローナル抗体 - P50402

商品番号: CM0017146



### 前書き

ヒトエメリン/EMD (SWISS P50402)  
 に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適用可能。ヒトおよびマウスエメリンを検出。核膜およびエメリー・ドレイフス型筋ジストロフィー研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 製品名         | エメリン/EMD ウサギ pAb                                              |
| 備考/別名       | STA; EDMD; LEMD5; エメリン/EMD                                    |
| 種           | ヒト                                                            |
| GeneID (ヒト) | 2010                                                          |
| GeneID      | 2010                                                          |
| 免疫原         | ヒトエメリン/エメリン/EMD (NP_000108.1) のアミノ酸1-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                           |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                     |
| 適用          | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                         |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                                        |
| SWISS       | P50402                                                        |
| タンパク質分子量    | 29kDa                                                         |
| 発送          | 保冷バッグ                                                         |