

WbおよびElisa用抗Eml2ウサギポリクローナル抗体 - O95834

商品番号: CM0016281



前書き

WBおよびELISA用途向けの抗EML2ポリクローナル抗体（ウサギ）。ヒトEML2を認識し、マウスとも交差反応します。細胞骨格の調節に関与する微小管関連タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EML2 ウサギ pAb
備考／別名	ELP70; EMAP2; EMAP-2; EML2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	24139
GeneID	24139
免疫原	ヒトEML2（NP_036287.1）のアミノ酸150～415に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O95834
タンパク質分子量	71kDa
配送	保冷バッグ