

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Eml4ウサギポリクローナル抗体 - Q9Hc35

商品番号: CM0024528



前書き

EML4に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのEML4に反応します。微小管ダイナミクス、有糸分裂、がん生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EML4 ウサギ pAb
備考/別名	C2orf2; ELP120; EMAP-4; EMAPL4; ROPPI20; EML4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27436
GeneID	27436
免疫原	ヒトEML4 (NP_061936.2) のアミノ酸360-560に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HC35
タンパク質分子量	109kDa
輸送	保冷バッグ