

抗Emr1ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, If-P, Elisa対応) - Q14246

商品番号: CM0015967

前書き

CamelBioのEMR1ウサギポリクローナル抗体（Q14246）は、ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、IF-P、ELISAに使用可能な抗体です。接着GPCR E1を標的とし、免疫細胞の相互作用や好酸球機能に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EMR1 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	EMR1; TM7LN3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2015
遺伝子ID	2015
免疫原	組換えタンパク質 ヒトEMR1の477-596アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_001965.3)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14246
タンパク質重量	98kDa
配送	アイスパック