

抗Emr2ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q9Uhx3

商品番号: CM0015567



前書き

ヒトEMR2（ADGRE2、CD312）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応性あり。細胞接着、走化性、肥満細胞脱顆粒の研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EMR2 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	VBU; CD97; EMR2; CD312
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	30817
遺伝子ID	30817
免疫原	ヒトEMR2のアミノ酸300-500に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_038475.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UHX3
タンパク質重量	90kDa
配送	アイスバッグ