

Anti-Emsy/C11Orf30 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q7Z589

商品番号: CM0030014



前書き

DNA修復およびクロマチンリモデリングに関与するBRCA2相互作用性転写抑制因子であるEMSY（C11orf30）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスにおいて、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C11orf30 Rabbit pAb
備考/エイリアス	GL002; C11orf30
種	ヒト (Human)
遺伝子ID	56946
免疫原	ヒトC11orf30（NP_064578.2）のアミノ酸1153-1322に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ (Rabbit)
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q7Z589
タンパク質分子量	141kDa
配送	アイスバッグ