

WbおよびElisa用 Anti-Emx1 ポリクローナル抗体 - Q04741

商品番号: CM0024508

前書き

ヒトEMX1に対するウサギポリクローナル抗体。WB
およびELISAに適しています。ヒト大脳皮質で31
kDaのタンパク質を検出し、マウスと交差反応性を示
します。発生神経科学研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EMX1 ウサギ pAb
備考/別名	EMX1
種	ヒト
GeneID	2016
免疫原	ヒトEMX1 (NP_004088.2) のアミノ酸70-190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q04741
タンパク質分子量	31kDa
輸送	保冷バッグ