

Anti-En2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P19622

商品番号: CM0022891

前書き

ヒトEN2に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。発生および自閉症スペクトラム障害の研究におけるホメオボックスタンパク質engrailed-2の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EN2 Rabbit pAb
備考/別名	EN2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2020
GeneID	2020
免疫原	ヒトEN2 (NP_001418.2) のアミノ酸250-333以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19622
タンパク質分子量	34kDa
配送	アイスパック