


Anti-Enahポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q8N8S7

商品番号: CM0021336



前書き

ENAH Rabbit

pAbは、ヒトENAH（別名MENA）を標的とし、WB、IF/ICC、ELISAでバリデーションされたポリクローナル抗体です。マウスおよびラットと交差反応します。細胞骨格再構築およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ENAH Rabbit pAb
備考/別名	ENA, MENA, NDPPI, ENAH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55740
GeneID	55740
免疫原	ヒトENAH (NP_001008493.1) のアミノ酸412-591に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N8S7
タンパク質分子量	67kDa
配送	アイスバッグ