

Wb、Elisa用抗Endo Gウサギモノクローナル抗体 - Q14249

商品番号: CM0008855

前書き

ヒトエンドヌクレアーゼG（ミトコンドリア）（ENDOG）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットのEndo Gを検出します。アポトーシスおよびミトコンドリアDNA研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Endo GウサギmAb
備考/別名	ENDOG；エンドヌクレアーゼG；Endo G
種	ヒト
遺伝子ID	2021（ヒト）
免疫原	ヒトEndo G（Q14249）のアミノ酸198～297内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14249
タンパク質分子量	33kDa
輸送	保冷バッグ