

WbおよびElisa用Anti-Endogl1/Englラビットモノクローナル抗体 - Q9Y2C4

商品番号: CM0002780



前書き

ヒトENDOGL1/ENGL

(EXOG)を標的とするミトコンドリアヌクレアーゼ、ラビットモノクローナル抗体。ウェスタンプロット（WB）およびELISAアプリケーションに最適です。ミトコンドリアDNAの維持とアポトーシスの調査に適しています。ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ENDOGL1/ENGL Rabbit mAb
備考/別名	ENGL; ENGLA; ENGLB; ENGL-a; ENGL-b; ENDOGL1; ENDOGL2; ENDOGL1 / ENGL
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9941
免疫原	ヒトENDOGL1 / ENGL (Q9Y2C4)のアミノ酸269-368内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y2C4
タンパク質分子量	41kDa
配送	氷袋