


Anti-Endothelin 1 (Et1, Ppet1) ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa用) - P05305

商品番号: CM0015619



前書き

CamelBioは、WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済みのウサギ抗Endothelin 1ポリクローナル抗体(ET1, PPET1)を提供します。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。心血管および胎盤研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Endothelin 1 ウサギ pAb
備考/別名	ET1; QME; PPET1; ARCND3; HDLCQ7; Endothelin 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1906
GeneID	1906
免疫原	ヒトEndothelin 1 (NP_001946.3)のアミノ酸18-212に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05305
タンパク質分子量	24kDa
発送	保冷バッグ