

Anti-Engrailed 1 モノクローナル抗体（Wb用） - Q05925

商品番号: CM0002939

前書き

WBおよびELISAアプリケーションで検証済みのAnti-Engrailed

1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのEngrailed

1を認識します。四肢の発生および背腹パターン形成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Engrailed 1 Rabbit mAb
備考/別名	ENDOVESLB; Engrailed 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2019
GeneID	2019
免疫原	合成ペプチド：ヒトEngrailed 1 (Q05925) のアミノ酸293-392内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q05925
タンパク質分子量	40kDa
配送	アイスバッグ