

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Eno1 ウサギモノクローナル抗体 - P06733

商品番号: CM0002911



前書き

ENO1 ウサギ mAb (P06733)

は、ヒト、マウス、ラットのサンプルにおける α -エノラーゼを検出します。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、47 kDaのタンパク質を標的とします。解糖系、癌、線維素溶解に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ENO1 ウサギ mAb
備考/別名	NNE; PPH; MPB1; ENO1L1; ENO1-IT1; HEL-S-17; ENO1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2023
遺伝子ID	2023
免疫原	合成ペプチド - ヒト ENO1 (P06733) のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06733
タンパク質分子量	47kDa
発送	氷袋