

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Eno1ウサギポリクローナル抗体 - P06733

商品番号: CM0022133



前書き

このウサギポリクローナル抗体を使用して、ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるENO1の発現を検証します。ウェスタンブロット、免疫蛍光、免疫沈降、ELISAに適しています。組換え免疫原により、解糖系およびがん研究における特異性が保証されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ENO1 Rabbit pAb
備考/別名	NNE; PPH; MPB1; ENO1L1; ENO1-IT1; HEL-S-17; ENO1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2023
遺伝子ID	2023
免疫原	ヒト ENO1 (NP_001419.1) のアミノ酸1-434に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06733
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスバッグ