

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Eno2ウサギポリクローナル抗体 - P09104

商品番号: CM0017488



前書き

ヒトENO2（NSE）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。神経科学および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ENO2 ウサギpAb
備考／別名	NSE; HEL-S-279; ENO2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2026
GeneID	2026
免疫原	ヒトENO2（NP_001966.1）のアミノ酸195～434に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09104
タンパク質分子量	47kDa
輸送	保冷バッグ