

Anti-Eno3 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P13929

商品番号: CM0004482



前書き

ヒトENO3（Beta-enolase、MSE）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。筋肉代謝およびグリコーゲン蓄積症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ENO3 Rabbit mAb
備考/別名	MSE; GSD13
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2027
GeneID	2027
免疫原	ヒトENO3 (NP_001967.3) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13929
タンパク質分子量	42kDa/44kDa/47kDa
配送	氷袋