

WbおよびElisa用 抗Eno3 ウサギ ポリクローナル抗体 - P13929

商品番号: CM0031014



前書き

ヒトENO3に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのβ-エノラーゼと交差反応性あり。解糖系および筋肉発達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ENO3 ウサギ pAb
備考/別名	MSE; GSD13; ENO3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2027
GeneID	2027
免疫原	ヒトENO3のアミノ酸1-190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001967.3)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13929
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷バッグ