


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Eno3 ウサギポリクローナル抗体 - P13929

商品番号: CM0020225



前書き

ヒトENO3（ベータエノラーゼ、筋肉特異的エノラーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいてWB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。解糖、筋肉発達、グリコーゲン貯蔵病の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ENO3 ウサギ pAb
備考/別名	MSE; GSD13; ENO3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2027
GeneID	2027
免疫原	組換えタンパク質：ヒトENO3（NP_001967.3）のアミノ酸1～190に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13929
タンパク質分子量	47kDa
輸送方法	保冷剤