

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Enos モノクローナル抗体 - P29474

商品番号: CM0003456



前書き

ヒトeNOS（NOS3）特異的ウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAアプリケーションで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。血管生物学における重要な酵素である内皮型一酸化窒素合成酵素を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	eNOS ウサギ mAb
備考/別名	eNOS; ECNOS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4846
GeneID	4846
免疫原	ヒトeNOS（NP_000594.2）のアミノ酸1035-1110に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29474
タンパク質分子量	133kDa
輸送	保冷バッグ