

ウサギポリクローナル抗Enox2抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q16206

商品番号: CM0026323

前書き

WB、IF/ICC、ELISA用ウサギポリクローナルENOX2抗体。ヒト、マウス、ラットのENOX2（APK1、tNOX）、腫瘍関連細胞膜オキシダーゼと反応します。がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ENOX2 Rabbit pAb
備考/別名	APK1, tNOX, COVA1, ENOX2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10495
遺伝子ID	10495
免疫原	ヒトENOX2 (NP_872114.1) のアミノ酸411-610に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16206
タンパク質分子量	70kDa
配送	氷袋