

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Enpp1 ウサギポリクローナル抗体 - G3X9S2

商品番号: CM0021454

前書き

マウスEnpp1（エクトヌクレオチドピロリン酸ホスホジエステラーゼ/ホスホホスホジエステラーゼファミリーメンバー1）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットと交差反応性あり。UniProtアクセッション番号G3X9S2。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Enpp1 ウサギ pAb
備考/別名	Pca, ttw, twy, M6S1, NPPI, Npps, PC-1, Ly-41, Pca-1, Pdnp1, CD203c, E-NPPI, E-NPP 1, 4833416E15Rik, Enpp1
種	マウス
GeneID (ヒト)	5167
GeneID (マウス)	18605
免疫原	マウスEnpp1 (NP_032839.3) のアミノ酸580-730に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	G3X9S2
タンパク質分子量	103kDa
配送	保冷バッグ