


Anti-Enpp3ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O14638

商品番号: CM0018525



前書き

WBおよびELISAで検証済みのENPP3ウサギポリクローナル抗体。ヌクレオチド代謝および免疫調節に関与するエクトヌクレオチドピロホスファターゼ/ホスホジエステラーゼ3（CD203c）を標的とします。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ENPP3 Rabbit pAb
備考/別名	B10; NPP3; PDNFP3; CD203c; PD-1BETA; ENPP3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5169
GeneID	5169
免疫原	ヒトENPP3（NP_005012.2）のアミノ酸646-875に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14638
タンパク質分子量	100kDa
配送	アイスバッグ