


Anti-Enpp3/Cd203C ウサギモノクローナル抗体（Wb, If/Icc, Fc, Elisa対応） - O14638

商品番号: CM0007352



前書き

WB, IF/ICC, FC,

ELISAで検証済みのENPP3/CD203cウサギモノクローナル抗体。ヒトエクトヌクレオチドピロホスファターゼ/ホスホジエステラーゼ3を標的とし、細胞外ヌクレオチド代謝および自然免疫の重要な調節因子です。免疫学および細胞シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ENPP3/CD203c Rabbit mAb
備考/別名	B10; NPP3; PDNP3; CD203c; PD-IBETA; ENPP3/CD203c
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5169
遺伝子ID	5169
免疫原	ヒトENPP3/CD203c (NP_005012.2) のアミノ酸551-875に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14638
タンパク質分子量	100kDa
配送	アイスバッグ