

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Enpp5 ウサギモノクローナル抗体 - Q9Uja9

商品番号: CM0009477



前書き

ヒトENPP5を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットとの交差反応性があります。神経細胞間コミュニケーションやエクトヌクレオチダーゼ機能に関する研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ENPP5 ウサギ mAb
備考/別名	NPP5; NPP-5; ENPP5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	59084
GeneID	59084
免疫原	合成ペプチド ヒトENPP5 (Q9UJA9) のアミノ酸378-477に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UJA9
タンパク質分子量	55kDa
発送	保冷バッグ