

WbおよびElisa用抗Ensa/Arpp-19Eポリクローナル抗体 - O43768

商品番号: CM0017266

前書き

ヒトα-エンドスルフィン（ENSA/ARPP-19e）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、マウスタンパク質を検出します。分裂期におけるPP2A阻害およびインスリン分泌経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ENSA Rabbit pAb
備考/別名	ARPP-19e; ENSA
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2029
GeneID	2029
免疫原	合成ペプチド ヒトENSA（NP_996929.1）のアミノ酸1〜100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O43768
タンパク質分子量	13 kDa
輸送条件	保冷バッグ