

Anti-Ent2/Slc29A2 ウサギモノクローナル抗体（Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q14542

商品番号: CM0002966

前書き

ヒトENT2/SLC29A2 (Q14542)
を標的とするウサギモノクローナル抗体。IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。ヌクレオシド輸送および平衡型ヌクレオシドトランスポーター機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ENT2/SLC29A2 ウサギ mAb
備考/別名	ENT2; DER12; HNP36; ENT2/SLC29A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3177
GeneID	3177
免疫原	合成ペプチド - ヒトENT2/SLC29A2 (Q14542) のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q14542
タンパク質分子量	50kDa
配送	氷袋