

Anti-Entpd1/Cd39 ポリクローナル抗体（Wb, If, Ihc-P用） - P49961

商品番号: CM0026064

前書き

ENTPD1/CD39

ウサギpAbは、プリン作動性シグナル伝達の重要な調節因子であるエクトヌクレオシド三リン酸二リン酸加水分解酵素1を標的とします。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があり、WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAで検証されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ENTPD1/CD39 ウサギpAb
備考/別名	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1; ENTPD1/CD39
種	ヒト
GeneID (ヒト)	953
GeneID	953
免疫原	ヒトENTPD1/CD39 (NP_001157655.1) のアミノ酸1-180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P49961
タンパク質分子量	58kDa
配送	氷袋