

Wb、If/Icc、Elisa用抗Entpd2ポリクローナル抗体 - Q9Y5L3

商品番号: CM0030302

前書き

ヒトENTPD2 (CD39L1/NTPDase-2)標準ウサギポリクローナル抗体（WB、IF/ICC、ELISA用）。細胞外ヌクレオチド代謝に参与するエクトヌクレオチダーゼを標的とし、がん、免疫学、および心血管疾患の研究に適しています。 - Q9Y5L3

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ENTPD2 Rabbit pAb
備考/別名	CD39L1; NTPDase-2; ENTPD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	954
GeneID	954
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y5L3
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスバッグ