

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Entpd5モノクローナル抗体 - O75356

商品番号: CM0002147

前書き

ENTPD5に対するウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IHC-P、ELISAが検証済み。糖タンパク質品質管理に関与する48kDaの小胞体ヌクレオシド二リン酸分解酵素を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ENTPD5 Rabbit mAb
備考/別名	PCPH; CD39L4; NTPDase-5; ENTPD5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	957
GeneID	957
免疫原	ヒトENTPD5 (O75356) のアミノ酸100-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75356
タンパク質分子量	48kDa
配送	氷袋