

Anti-Entpd5 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - O75356

商品番号: CM0002478

前書き

ヒトENTPD5 (CD39L4/PCPH)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性を持ちます。糖タンパク質のフォールディングおよび品質管理における小胞体UDPase機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ENTPD5 Rabbit mAb
備考/別名	PCPH; CD39L4; NTPDase-5; ENTPD5
種	ヒト
GeneID	957
免疫原	組換えタンパク質[ヒトENTPD5 (O75356) のアミノ酸300-400に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	O75356
タンパク質分子量	48kDa
配送	氷袋