

If/IccおよびElisa用抗Entpd5ウサギポリクローナル抗体 - O75356

商品番号: CM0028316

前書き

ヒトENTPD5（CD39L4/NTPDase-5）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、IF/IC CおよびELISAに適しています。免疫原はアミノ酸149-428に対応し、48 kDaのタンパク質を認識します。ER UDPaseおよび糖タンパク質折りたたみ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ENTPD5 ウサギ pAb
別名	PCPH; CD39L4; NTPDase-5; ENTPD5
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	957
GeneID	957
免疫原	ヒトENTPD5（NP_001240.1）のアミノ酸149-428に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75356
タンパク質分子量	48kDa
発送方法	保冷剤