

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Entpd6 ポリクローナル抗体 - O75354

商品番号: CM0023026

前書き

ENTPD6 Rabbit

pAbは、ヒトENTPD6タンパク質（アミノ酸61-300）に対して作製されたポリクローナル抗体です。

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みで、ヌクレオチド加水分解とグリコシル化に参与するゴルジ膜ヌクレオシド二リン酸加水分解酵素であるヒト、マウス、ラットのENTPD6を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ENTPD6 Rabbit pAb
備考/別名	CD39L2; IL6ST2; IL-6SAG; NTPDase-6; dJ738P15.3; ENTPD6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	955
GeneID	955
免疫原	ヒトENTPD6 (NP_001304870.1) のアミノ酸61-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75354
タンパク質分子量	53kDa
発送	保冷バッグ