


Wb、Elisa用抗Envoplakin (Evpl) ウサギポリクローナル抗体 - Q92817

商品番号: CM0016927



前書き

ヒトEnvoplakin (EVPL) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロッティングおよびELISAで検証済み。角化細胞の終末分化に関与する角化エンベロープタンパク質であるヒト、マウス、ラットのEVP Lを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EVPLウサギpAb
備考／別名	EVPK; EVPL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2125
GeneID	2125
免疫原	ヒトEVPL (NP_001979.2) のアミノ酸1784～2033に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92817
タンパク質重量	232kDa
配送	保冷バッグ