

Wb、Elisa用抗Eomesポリクローナル抗体 - O95936

商品番号: CM0018759

前書き

ヒトEOMES（TBR2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。
ヒト、マウス、ラットに反応します。発生生物学、神経生物学、免疫応答制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EOMESウサギpAb
備考／別名	TBR2 ; EOMES
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8320
GeneID	8320
免疫原	ヒトEOMES（NP_005433.2）の463～686番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95936
タンパク質分子量	73kDa
輸送	保冷バッグ