

Ihc-P、Elisa用抗Ep300ポリクローナル抗体 - Q09472

商品番号: CM0020723



前書き

ヒトヒストンアセチルトランスフェラーゼp300（EP300）に対するウサギポリクローナル抗体。IHC-PおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。クロマチン生物学および転写制御研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EP300 Rabbit pAb
備考/別名	p300; KAT3B; MKHK2; RSTS2; EP300
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2033
遺伝子ID	2033
免疫原	ヒトEP300（NP_001420.2）のアミノ酸940-1030内の配列に対応する組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q09472
タンパク質分子量	264kDa
配送	氷袋