

Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Ep300ポリクローナル抗体 - Q09472

商品番号: CM0017427



前書き

IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギポリクローナルEP300抗体。ヒト、マウス、ラットのEP300と交差反応します。クロマチンリモデリングおよび転写共役活性化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EP300ウサギpAb
備考／別名	p300; KAT3B; MKHK2; RSTS2; EP300
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2033
遺伝子ID	2033
免疫原	ヒトEP300 (NP_001420.2) のアミノ酸1〜270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q09472
タンパク質分子量	264 kDa
配送	保冷バッグ