


Anti-Ep400ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96L91

商品番号: CM0014220



前書き

ヒトEP400（p400）、343 kDaのNuA4複合体構成因子を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済み。クロマチンリモデリングおよび遺伝子調節研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EP400 Rabbit pAb
備考/別名	P400; CAGH32; TNRC12; EP400
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57634
GeneID	57634
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96L91
タンパク質分子量	343kDa
配送	アイスバッグ