


Wb、Elisa用 Anti-Epac1/Rapgef3 ポリクローナル抗体 - O95398

商品番号: CM0019966



前書き

ヒトEpac1/RAPGEF3（cAMP調節型Rapグアニンヌクレオチド交換因子）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのエピトープと交差反応性あり。予測分子量：104 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Epac1/RAPGEF3 ウサギ pAb
備考/別名	EPAC; EPAC1; bcm910; HSU79275; CAMP-GEFI; Epac1/RAPGEF3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10411
遺伝子ID	10411
免疫原	組換えタンパク質 ヒトEpac1/Epac1/RAPGEF3 (NP_001092002.1) のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O95398
タンパク質分子量	104kDa
配送	保冷バッグ